

\_\_\_\_\_  
Kundennummer falls vorhanden

Normalversand  Expressversand bis \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Praxis/Klinik/Name

\_\_\_\_\_  
Straße/Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Abteilung/Chirurg

\_\_\_\_\_  
E-Mail/Rufnummer

| Bestell.-Nr. | Produkt                                   | Stück |
|--------------|---|-------|
| IF22837      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ H1             |       |
| IF22838      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ H2             |       |
| IF22839      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ H3             |       |
| IF22840      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ H4             |       |
| IF22841      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ T1             |       |
| IF22842      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ T2             |       |
| IF22843      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ T3             |       |
| IF24881      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ C1             |       |
| IF24879      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ C2             |       |
| IF24880      | BONEHELIX <sup>®</sup> Typ C3             |       |
| MP-W05-009   | Flachzange 175 mm modifiziert             |       |
| MP-W55-025   | Leitstab 400 mm/ø 1,8 mm                  |       |
| MP-W55-026   | Leitstab 500 mm/ø 2,0 mm                  |       |
| MP-W55-027   | Leitstab 500 mm/ø 2,0 mm mit Olive        |       |
| MP-W50-068   | Repositionsstab 440 mm                    |       |
| MP-W46-036   | Pfriem 166 mm                             |       |
| MP-W23-027   | Helix-Eindreher, 150 mm                   |       |
| MP-W32-641   | WEB A Kupplung, Ratsche softgrip T-Griff  |       |
| MP-W48-008   | Hammer 300 g, 240 mm softgrip Mod. 0      |       |
| MP-W01-041   | Helixschneider 450 mm                     |       |
| MP-W85-141   | Siebkorb Edelstahl für BoneHelixes        |       |
| MP-W85-142   | Siebkorb Edelstahl für Instrumente        |       |
| MP-W85-021   | Steri Container, Basis                    |       |
| MP-W85-027   | Deckel für Steri Container (592 x 274 mm) |       |
| MP-W85-043   | Papierfilter Aesculap ø 190 mm, 2 Stück   |       |

CE<sub>0481</sub>  
DIN EN ISO 13485

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift des Bestellers